

SPORIWIPEs - DISINFECTANT WIPES

Disinfectant and sporicidal wipes for ultrasound probes and endoscopes



Productomschrijving:

SPORIWIPEs desinfecterende reinigingsdoekjes voor desinfectie op hoog niveau

SPORIWIPEs desinfecterende reinigingsdoekjes zijn ontworpen voor medische desinfectie op hoog niveau. Ze hebben een volledig bactericide, fungicide, virucide en sporicide werking, in het bijzonder tegen papillomavirus, Clostridium difficile en omhulde virussen zoals Coronavirus.

- Snelwerkend,
- Standaard **EN 14476** en **EN 16615**,
- Laat geen sporen na.

De quaternaire ammoniumvrije formulering is **niet corrosief** en zacht voor medische hulpmiddelen en gevoelige oppervlakken, voor dagelijks onderhoud zonder het risico dat het oppervlak van hulpmiddelen na verloop van tijd wordt beschadigd of aangetast. Deze oplossing is geschikt voor herbruikbare invasieve en niet-invasieve hulpmiddelen die niet met conventionele methoden kunnen worden gesteriliseerd en niet kunnen worden ondergedompeld, waaronder **ultrasone sondes** en endoscopen.

- **Gebruiksklare** doekjes,
- pH 7,
- Spoelen is niet nodig,
- Geen plakkerig effect,
- Geurloos.

Het gebruik van SPORIWIPEs doekjes voor desinfectie op hoog niveau is eenvoudig en **voordelig**. Gebruik gewoon één doekje om het te behandelen oppervlak te reinigen en vervolgens een tweede doekje voor desinfectie op hoog niveau in schone omstandigheden.

De contacttijd hangt af van de gewenste werkzaamheid, waarbij de oplossing effectief is vanaf **2 minuten** en tot 15 minuten nodig heeft voor volledige sporicidale activiteit.

Verkrijgbaar in dispenserdozen met 150 geïmpregneerde doekjes, formaat 130 x 200 mm.

Individueel verpakt.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Microbiologische eigenschappen

Bacteriedodend:

- EN 16615: actief in 2 minuten (vuile omstandigheden)
- EN 13727: actief in 2 minuten (schone omstandigheden) en 5 minuten (vuile omstandigheden)
- EN 1276, EN 13697: actief in 5 minuten (vuile omstandigheden)

Gisten:

- EN 16615: actief in 2 minuten (vuile condities)
- EN 13624: actief in 5 minuten (schone en vuile condities)
- EN 1650, EN 13697: actief in 5 minuten (vuile condities)

Schimmeldodend:

- EN 13624 (*Aspergillus brasiliensis*): actief in 5 minuten (schone omstandigheden) en 10 minuten (vuile omstandigheden)

Virucide:

- EN 14476: actief (murien novovirus): in 2 minuten (schone omstandigheden) en 5 minuten (vuile omstandigheden)
- EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus): actief in 5 minuten (schone omstandigheden) en 10 minuten (vuile omstandigheden)
- EN 14476 (Rotavirus): actief in 10 minuten (vuile omstandigheden)

Tuberculocide:

- EN 14348 (*Mycobacterium terrae*): actief in 5 minuten (schone omstandigheden) en 10 minuten (vuile omstandigheden)

Mycobacteriën:

- EN 14348 (*Mycobacterium avium*): actief in 10 minuten (schone omstandigheden)

Sporicidia:

- EN 17126 (Bacillus subtilis): actief in 10 minuten (schone omstandigheden)
- EN 17126 (Bacillus cereus): werkzaam in 15 minuten (schone omstandigheden)
- EN 13704 (Clostridium difficile): actief in 15 minuten (vuile omstandigheden)

Referentie SW2000