

PESSAIRE HYBRIDE SOFT DR. ARABIN – PROLAPSUS UTÉRIN STADE II-III, MUQUEUSE SENSIBLE
Pessaire hybride en silicone souple pour prolapsus utérin modéré et muqueuse vaginale sensible



Description du produit :

Le **pessaire hybride Soft Dr. Arabin** est conçu pour la prise en charge du **prolapsus utérin de stade II à III** et de certaines formes d'**incontinence**, notamment chez les patientes présentant une **muqueuse vaginale sensible**. La version *Soft*, transparente et plus souple, est indiquée pour un mode de vie normal, après une chirurgie ou un accouchement, et en cas de prolapsus moins prononcé.

Les pessaires hybrides constituent un développement spécifique visant à améliorer la tolérance et l'autonomie des patientes. Leur **forme ovoïde avec zones concaves d'adhérence** permet un maintien supérieur à celui des pessaires conventionnels, sans élargir le vagin. Le dispositif combine deux effets mécaniques : un appui antérieur sur la symphyse et une stabilisation latérale par des évidements intégrés dans la paroi.

La conception permet un **drainage central des sécrétions ou du sang** et l'utilisation simultanée de tampons. Ce pessaire a été développé pour les troubles précoces du plancher pelvien liés à des lésions du muscle releveur de l'anus associées à un élargissement du hiatus vaginal. Des tests de traction ont montré une capacité de maintien environ **cinq fois supérieure** à celle des modèles conventionnels.

Le pessaire hybride Soft est destiné au **soutien des organes pelviens** et à la réduction des symptômes de pression et d'incontinence, y compris pendant la grossesse et en post-partum, ou lorsque d'autres pessaires sont insuffisamment tolérés ou maintenus.

La durée maximale d'utilisation continue est de **30 jours (classe IIa)**. Il est toutefois recommandé de retirer le pessaire chaque soir et de le remettre le matin. La patiente doit être informée par un professionnel de santé concernant l'utilisation, le changement et les éventuels traitements associés. Le dispositif est à **usage individuel** uniquement. Avant chaque insertion, la surface doit être inspectée ; en cas de fissure ou de décoloration, le pessaire doit être remplacé.

Le pessaire se nettoie à l'eau courante, **sans utilisation de désinfectant**. Pour garantir l'hygiène lors de l'auto-gestion, une boîte de rangement peut être recommandée.

Tailles disponibles

Diamètres longitudinaux : 55 mm / 60 mm / 65 mm / 70 mm / 75 mm / 80 mm

Taille pessaire: Taille 2 - Ø55 mm, Taille 3 - Ø60 mm, Taille 4 - Ø65 mm, Taille 5 - Ø70 mm, Taille 6 - Ø75 mm, Taille 7 - Ø80 mm

Référence : -