

BACTINYL® SPRAY MOUSSANT INODORE

NETTOYANT DÉSINFECTANT SURFACES HAUTES



Description

Nettoyage et désinfection par contact des dispositifs médicaux non invasifs, instrumentation, matériels et équipements médicaux.

Dispositif médical. CLASSE IIA.

Activité bactéricide : EN 13727, EN 14561

Activité levuricide : EN 13624, EN 14562

Activité sporicide : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile

Activité virucide : EN 14476 sur PRV, BVDV, H1N1,

Herpès, Vaccinia virus,

Rotavirus, Norovirus, HIV

Références et conditionnements

LB920880 : flacon 750 ML avec pistolet mousse

Caractéristiques

- Spry désinfectant
- Désinfection surfaces