

## PESSAIRE DE CERCLAGE

### PERFORÉ



#### Description

Le pessaire est composé de silicone souple et confortable. Comme tous les pessaires en silicone, il est élastique, il peut être plié et ainsi inséré sans douleur.

#### Application:

Le pessaire cervical est conçu pour le traitement des femmes enceintes:

Pour soutenir le col de l'utérus principalement chez les patients présentant des plaintes supplémentaires de prolapsus (pression «descendante» douloureuse pendant la position debout et la marche)

Les femmes enceintes qui sont exposées à des contraintes physiques (par exemple, debout pendant une longue période).

Augmentation de la pression intra-utérine, par ex. grossesses multiples ou signes échographiques d'un col incompetent.

Le pessaire n'est pas destiné à fermer complètement le col, mais plutôt à le soutenir et à déplacer le col vers le sacrum.

En cas d'augmentation des pertes cervicales / vaginales, les pessaires perforés permettent un meilleur passage des fluides.

#### Remarque:

Le produit est à usage unique et ne doit pas être utilisé par d'autres patients et conservé à température ambiante.

#### Taille disponible:

65/17/32 mm, 65/17/35 mm, 65/21/32 mm, 65/21/35 mm, 65/25/32 mm, 65/25/35 mm, 65/30/35 mm  
70 / 17/32 mm, 70/17/35 mm, 70/21/32 mm, 70/21/35 mm, 70/25/32 mm, 70/25/35 mm

#### Caractéristiques

- Pessaire
- Gynécologie