





## SET DE POSE STERILET

### USAGE UNIQUE STÉRILE

IM01.134	Set de pose de stérilet IUD insertion kit
 Pince de Pozzi droite	 Ciseaux coupe fil latéral
 Hystéromètre	 Pince de Cheron coudée

#### Description

Pour améliorer votre pratique quotidienne, Ima-x vous propose un set de pose stérilet composé de:

- La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d'une « traction-fixation » sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°.
- La pince de Chéron coudée permet de nettoyer l'utérus et la zone de travail.
- Les ciseaux coupe-fil latéral ou distal permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin.
- L'hystéromètre permet d'apprécier la profondeur de la cavité utérine.

#### Caractéristiques

- 1 Hystéromètre
- 1 Pince de Pozzi
- 1 ciseaux coupe-fils
- 1 Pince de Cheron