

ANIOS'CLEAN EXCEL D - NETTOYANT ET PRÉ-DÉSINFECTANT

Nettoyant pré-désinfectant concentré pour instrumentation médicale



Description du produit :

ANIOS'CLEAN EXCEL D est une solution concentrée destinée au **nettoyage et à la pré-désinfection de l'instrumentation médicale**. Sa formulation non corrosive est compatible avec une large gamme de matériaux et permet un traitement efficace des dispositifs médicaux avant stérilisation.

Ce nettoyant pré-désinfectant est recommandé pour les **instruments chirurgicaux et médicaux**, le **matériel thermosensible** ainsi que les **dispositifs d'endoscopie**. Il s'utilise en trempage, à dilution adaptée, dans le cadre des protocoles de désinfection professionnelle.

ANIOS'CLEAN EXCEL D présente une **activité microbiologique complète** : bactéricide, levuricide, tuberculocide et virucide. La concentration et le temps de contact doivent être ajustés en fonction de l'efficacité recherchée.

- **Solution concentrée** pour usage professionnel
- **Nettoyage et pré-désinfection** avant stérilisation
- **Compatible** avec de nombreux matériaux
- **Utilisation par trempage**
- **Aspect** : solution limpide, couleur bleue
- **Conditionnements** : bidon 1 L ou 5 L

Mode d'utilisation :

Utiliser en solution diluée, avec un temps de contact minimum de **5 minutes**. Immerger totalement le dispositif médical, couvrir le bac durant le temps de contact et brosser en cas de souillures visibles. Rincer abondamment à l'eau du réseau après traitement. Renouveler la solution au minimum une fois par jour ou dès qu'elle est visiblement souillée.

Conditionnement: Bidon de 1 L, 2 bidons de 5 L avec pompe

Référence : -