

PROTECTION DE LA TÊTE - FER À CHEVAL

Cale de positionnement en gel pour la tête et le cou pour table d'opération.



Description du produit :

Elles peuvent être utilisées comme support pour la nuque, la tête et le visage pendant tous les types de chirurgie, avec un accès facile pour l'intubation.

Matériaux

Elles sont composées d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent de nettoyage et / ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger les cales de gel dans le détergent et / ou le désinfectant pendant une période prolongée.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les positionneurs.
- Gardez la température du gel entre -18 et 50 degrés.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des cales conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets.

Paquet

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: 9 x 4 x 2 cm, 14 x 6 x 3,5 cm, 20 x 7,5 x 4,5 cm, Choisissez une option

Référence : CDP0000