

PROTECTION DE LA TÊTE - DONUT Cale de positionnement en gel pour la tête et le cou



Description du produit :

La cale peut-être utilisée comme support du cou, de la tête et du visage pendant tous les types de chirurgie.

Matériaux

Elle est composé d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les cales en gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre -18 et 50 degrés.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets.

Paquet

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: Choisissez une option, 9 x 4 x 2 cm, 14 x 6 x 3,5 cm, 20 x 7,5 x 4,5 cm, 20 x 7,5 x 7,5 cm

Référence : CDP0001