

PROTECTION DE LA TÊTE - APPUI-TÊTE COUCHÉ Cale de positionnement en gel pour la tête



Description du produit :

Grâce à sa conception ergonomique particulière, elle peut être utilisée comme support de nuque et de tête lors de tous types de chirurgie, avec un accès facile pour l'intubation.

Matériaux

L'appui-tête est composé d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les cales en gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre -18 et 50 degrés.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des cales conformément aux réglementations en vigueur sur la protection de l'environnement et le tri sélectif des déchets.

Paquet

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: Choisissez une option, 28 x 23 x 14,5 cm, 23 x 19 x 13 cm

Référence : -