

PROTECTION DE LA TÊTE ADULTE/ENFANT - REPOSE-TÊTE COUCHÉ Cale de positionnement en gel pour la tête



Description du produit :

Les cales de positionnement en gel sont des dispositifs utilisés pour atteindre une position optimale du patient sur la table d'opération. De nombreux modèles différents sont disponibles en différentes formes et tailles ; tous entièrement compatibles avec les tissus humains. Certaines des principales caractéristiques sont: la biocompatibilité, le confort et une résistance mécanique extraordinaire.

Description

La cale repose-tête est composée d'un gel de polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm3. Grâce à sa conception ergonomique particulière, elle peut être utilisée comme support de cou et de tête pendant tous les types de chirurgie, avec un accès facile pour l'intubation.

<u>Matériaux</u>

Gel de polyuréthane amorphe avec une densité de 0.99gr/cm3

Entretien et nettovage

Les cales de gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération

Évitez d'immerger les cales de gel dans le détergent et / ou le désinfectant pendant une longue période

Stockage et élimination

Gardez les cales, si possible, sur une surface plane

Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales

Maintenez la température du gel entre -18 et 50 degrés.

Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur

Disposez de l'appareil conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets

Conditionnement

1 pièce.



Taille cales positionnement en gel 1: $25 \times 20 \times 10$ cm - Adulte, $20 \times 16 \times 11$ cm - Enfant, Choisissez une option

Référence : CDP0003