

CALE DE POSITIONNEMENT ADULTE - PROTECTION DE LA POITRINE Cale de positionnement en gel viscoélastique réticulé



Description du produit :

Les cales peuvent être utilisées comme support abdominal pendant tous les types de chirurgie.

Matériaux

Elles sont composées d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les cales en gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre -18 et 50 degrés.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Éliminez l'appareil conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de collecte sélective des déchets.

Paquet

1 pièce

Taille cales positionnement en gel 1: Choisissez une option, 30 x 15 x 10 cm, 40 x 15 x 10 cm, 50 x 15 x 10 cm, 30 x 10 x 8,5 cm, 40 x 10 x 8,5 cm, 50 x 10 x 8,5 cm, 50 x 18 x 15 cm

Référence : CDP0005