

# PROTECTION DE LA TÊTE - FER À CHEVAL AVEC MEMBRANE CENTRALE Cales de positionnement de la tête et du cou en gel pour table d'opération





## Description du produit :

Les cales peuvent être utilisées comme support pour la nuque, la tête et le visage pendant tous les types de chirurgie, avec un accès facile pour l'intubation.

# <u>Matériaux</u>

Elles sont composées d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm3.

## Entretien et nettoyage

- Les cales de positionnement en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent de nettoyage et / ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger les cales de gel dans le détergent et / ou le désinfectant pendant une période prolongée.

### Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre -18 et 50 degrés.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des cales conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets.

#### <u>Paquet</u>

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: Choisissez une option,  $9 \times 4 \times 2$  cm,  $14 \times 6 \times 3,5$  cm,  $20 \times 7,5 \times 4,5$  cm,  $20 \times 7,5$  x 7,5 cm



Référence : CDP0006