

PROTECTION DE LA TÊTE - FER À CHEVAL AVEC MEMBRANE CENTRALE Cales de positionnement de la tête et du cou en gel pour table d'opération



Description du produit :

Les cales peuvent être utilisées comme support pour la nuque, la tête et le visage pendant tous les types de chirurgie, avec un accès facile pour l'intubation.

Matériaux

Elles sont composées d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales de positionnement en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent de nettoyage et / ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger les cales de gel dans le détergent et / ou le désinfectant pendant une période prolongée.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre -18 et 50 degrés.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des cales conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement et de tri sélectif des déchets.

Paquet

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: Choisissez une option, 9 x 4 x 2 cm, 14 x 6 x 3,5 cm, 20 x 7,5 x 4,5 cm, 20 x 7,5 x 7,5 cm

Référence : CDP0006