

SEPTICIDE - LIQUIDE DE DÉSINFECTION NIVEAU 2 ET 3
Liquide désinfectant niveau intermédiaire et haut pour les sondes d'échographie



Description du produit :

Plus d'informations sur les niveaux de désinfection ici.

Temps de trempage : 15 min pour une désinfection intermédiaire et de haut niveau

- Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux
- Solution à seulement 0,425% de glutaraldéhyde
- Conservation du bain 7 jours

Caractéristiques

- Bidon de 5 litres

Niveau de désinfection: Niveau 2 et 3 (intermédiaire - haut)

Référence : -