

SEPTIWIPES - LINGETTES DE DÉSINFECTION NIVEAU 1
Lingettes désinfectantes pour sondes d'échographie



Description du produit :

Plus d'informations sur les niveaux de désinfection ici.

- Sans alcool
- Sans phénol ni aldéhyde
- Action rapide y compris sur les papovavirus

Composants :

0,25 g de didecyldimethyl ammonium chloride
0,5g de composés d'ammonium quaternaire, benzyl C12-16, alkyldimethyl, chlorure

Propriétés microbiologiques :

BACTERICIDE : EN1040, EN13727, EN1276, EN13697- 5 min, étude sur carrés de gaze imbibés ; Entococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
LEVURICIDE : EN1275, EN13624, EN1650, EN13697- 5min sur Candida albicans
VIRUCIDE : EN14476 Vaccinia virus 30sec ; BVDV, Hépatite C, Rotavirus, VIH 30 sec ; SV40, Papovavirus, Polyomavirus, Influenza A/H1N1, H5/N1, Hépatite B, 2 min

Indication d'emploi :

- Activité totale en 5 min
- Sortir une lingette de la boîte et désinfecter la sonde par essuyage humide.
- Utiliser une nouvelle lingette pour chaque sonde.

STOCKAGE : après utilisation, fermer le couvercle attentivement

Caractéristiques

- Lingettes désinfectantes sans alcool

Niveau de désinfection: Niveau 1 (bas)

Référence : PROBE5