

CALE DE POSITIONNEMENT PÉDIATRIQUE - PROTECTION DE LA POITRINE
Cale de positionnement en gel pour table d'opération.



Description du produit :

Elles peuvent être utilisées comme support abdominal durant tous les types de chirurgie.

Matériaux

Elles sont composées d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales de positionnement en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les cales en gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre 50° et -18°.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des cales conformément aux réglementations en vigueur sur la protection de l'environnement et le tri sélectif des déchets.

Conditionnement

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: Choisissez une option, 15 x 5 x 5 cm, 20 x 5 x 5 cm, 25 x 5 x 5 cm, 30 x 5 x 5 cm, 15 x 7.5 x 7.5 cm, 20 x 7.5 x 7.5 cm, 25 x 7.5 x 7.5 cm, 30 x 7.5 x 7.5 cm

Référence : -