

CALE DE POSITIONNEMENT PROFILÉE AVEC BASE - NERF CUBITAL Cale de positionnement en gel pour le bras



Description du produit :

La cale de positionnement profilée avec base pour nerf cubital protège et stabilise les membres supérieurs pendant la chirurgie.

Matériaux

Composé d'un gel polyuréthane amorphe d'une densité de 0,99 gr/cm³.

Entretien et nettoyage

- Les cales de positionnement en gel peuvent être facilement nettoyées avec n'importe quel agent nettoyant et/ou désinfectant pour la salle d'opération.
- Évitez d'immerger trop longtemps les cales en gel dans le détergent et/ou le désinfectant.

Stockage et élimination

- Gardez les cales, si possible, sur une surface plane.
- Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur les cales.
- Maintenir la température du gel entre -18 et 50 degrés.
- Tenir à l'écart des sources de lumière, d'humidité et de chaleur.
- Disposez des cales conformément aux réglementations en vigueur sur la protection de l'environnement et le tri sélectif des déchets.

Paquet

1 pièce.

Taille cales positionnement en gel 1: 40 x 12,5 x 6 cm, 50 x 12,5 x 6 cm, 60 x 12,5 x 6 cm, 63 x 12,5 x 6 cm, Choisissez une option

Référence : -