

HOOFDBESCHERMING - VOOROVERGEBOGEN HOOFDSTEUN Hoofd gel positioner voor operatietafel.



Productomschrijving:

Dankzij het bijzonder ergonomische ontwerp kan het worden gebruikt als nek- en hoofdsteun tijdens alle soorten operaties, met een gemakkelijke toegang voor intubatie.

Materialen

Het is gemaakt van een amorphe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioners in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen de -18 en 50 graden.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk.

Maat van gelpositioneringskussen 1: Kies een optie, 28 x 23 x 14,5 cm, 23 x 19 x 13 cm

Referentie -