

ARMBESCHERMING - GELKUSSEN Pads in verknoopte visco-elastische gel



Productomschrijving:

Het kan worden gebruikt als armondersteuning tijdens alle soorten operaties.

Materialen

Het is gemaakt van een amorge polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioners in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen -18 en 50 graden.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk.

Maat van gelpositioneringskussen 1: 40 x 12,5 x 2 cm, 60 x 12,5 x 2 cm, Kies een optie

Referentie CDP0004