

POSITIONERINGSKUSSEN VOOR VOLWASSENEN - BORSTBESCHERMING Pads in verknoopte visco-elastische gel



Productomschrijving:

Het kan worden gebruikt als buikondersteuning tijdens alle soorten operaties.

Materialen

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioners in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond.
- Vermijd het plaatsen van zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen -18 en 50 graden.
- Blijf uit de buurt van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk

Maat van gelpositioneringskussen 1: Kies een optie, 30 x 15 x 10 cm, 40 x 15 x 10 cm, 50 x 15 x 10 cm, 30 x 10 x 8,5 cm, 40 x 10 x 8,5 cm, 50 x 10 x 8,5 cm, 50 x 18 x 15 cm

Referentie CDP0005