

SEPTICIDE - DESINFECTIEVLOEISTOF NIVEAU 2 EN 3 Desinfectievloeistof van middelmatig en hoog niveau voor ultrasone sondes



Productomschrijving:

Meer informatie over ontsmettingsniveaus hier.

Inweektijd: 15 min voor desinfectie op gemiddeld en hoog niveau

- Desinfectie van medische hulpmiddelen op hoog niveau
- Oplossing van slechts 0,425 % glutaraaldehyde
- Opslag van het bad gedurende 7 dagen

Kenmerken

- Bidon van 5 liter

Ontsmettingsniveau: Niveau 2 en 3 (gemiddeld - hoog)

Referentie -