

PEDIATRISCHE POSITIONERINGSKUSSEN - BORSTBESCHERMING Gel Positioner voor operatietafel.



Productomschrijving:

Het kan worden gebruikt als buikondersteuning tijdens alle soorten operaties.

Materialen

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioners in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond. • Vermijd het plaatsen van zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen de 50° en -18°.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk.

Maat van gelpositioneringskussen 1: Kies een optie, 15 x 5 x 5 cm, 20 x 5 x 5 cm, 25 x 5 x 5 cm, 30 x 5 x 5 cm, 15 x 7.5 x 7.5 cm, 20 x 7.5 x 7.5 cm, 25 x 7.5 x 7.5 cm, 30 x 7.5 x 7.5 cm

Referentie -