

RELTON-HALL FRAME POSITIONERING PAD SET Relton-Hall Gel-positioneringskussen



Productomschrijving:

Deze 4-delige set is ontworpen om precies over de vier palen van het Relton-Hall Frame te passen. Patiënten in buikligging op het Relton-Hall Frame hebben extreme druk gelokaliseerd op de vier contactgebieden van de palen. De Relton-Hall Pad Set biedt drukbescherming, waardoor de kans op drukgerelateerd weefsel/zenuwbeschadiging bij de patiënt wordt verkleind, ongeacht de duur van de operatie.

Material

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioners in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk hebben we een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen de 50° en -18°.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

4 kamers.

Maat van gelpositioneringskussen 1: 19 x 17.5 x 10.5

Referentie -