

GEL HIELSTEUN Gel positioneringskussen - 2 stuks



Productomschrijving:

Het moet worden gebruikt voor elke procedure die lang duurt en waarbij druk op de hiel van de patiënt wordt uitgeoefend.

Material

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioneerders in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, we hebben een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen de 50° en -18°.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Maat van gelpositioneringskussen 1: Kies een optie, 20 x 11 x 7 - Volwassen, 9,7 x 5,3 x 3,5 - Pediatrisch, 7,8 x 4,3 x 2,8 - Neonataal

Referentie -