

POSITIONERINGSKUSSEN - LAARS / STIJGBEUGEL Positioneringskussen van amorf polyurethaangel



Productomschrijving:

Het is ontworpen om het onderbeen en de hiel van de patiënt te beschermen in universele stijgbeugels. Deze pads moeten worden gebruikt wanneer de patiënt zich in lithotomie-positie bevindt voor gynaecologische en urologische procedures, evenals voor gevallen van colon / rectum.

Materialen

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioneerders in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk hebben we een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen de 50° en -18°.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

2 stuks.

Maat van gelpositioneringskussen 1: 23 x 28 x 1,3 cm, Kies een optie

Referentie -