

GEPROFILEERDE POSITIONERING KUSSEN MET BASIS - ZENUW ULNARIS Gel positioneringkussen voor de arm



Productomschrijving:

De voorgevormde positioneringswig met ulnarzenuwbasis beschermt en stabiliseert de bovenste ledematen tijdens de operatie.

Materialen

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioners in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen -18 en 50 graden.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk.

Maat van gelpositioneringskussen 1: 40 x 12,5 x 6 cm, 50 x 12,5 x 6 cm, 60 x 12,5 x 6 cm, 63 x 12,5 x 6 cm, Kies een optie

Referentie -