

GEL D'ÉCHOGRAPHIE EDM PREMIUM INCOLORE NON STÉRILE Gel de contact haute viscosité pour échographie



Description du produit :

Le **gel d'échographie EDM Premium** est un **gel de contact non stérile** de **haute qualité**, fabriqué en France, développé pour assurer un **contact optimal entre le patient et l'appareil d'échographie** lors des examens d'imagerie médicale.

Ce gel **incolore** présente une **haute viscosité**, favorisant une **meilleure transmission des ondes ultrasons** et contribuant à la qualité des images obtenues.

Formulation et tolérance cutanée

EDM Premium est formulé pour un usage médical intensif. Sa composition est conçue pour offrir une **bonne tolérance cutanée** et une utilisation confortable, y compris lors d'examens prolongés.

- Non corrosif
- Non parfumé
- Hydrosoluble
- pH neutre
- Hypoallergénique
- Non irritant pour la peau

Sa formule **non grasse** est prévue pour **ne pas altérer la surface des sondes d'échographie**, même lors d'utilisations répétées et de longue durée.

Conditionnement et utilisation

Les flacons semi-rigides permettent de **délivrer une quantité précise de gel à chaque pression**. Ils sont

équipés d'un **bouchon clipsable**, facile à nettoyer, conçu pour **limiter les dépôts de gel autour de l'ouverture**.

Il est recommandé de **nettoyer l'appareil d'échographie avec une solution de désinfection adaptée** avant l'application du gel, ainsi qu'après la procédure, en éliminant soigneusement les résidus visibles.

Conditionnements disponibles

Le gel d'échographie EDM Premium est proposé en plusieurs conditionnements, selon les besoins d'utilisation (voir déclinaisons disponibles).

Conditionnement: 24 x 250 ml, Cubitainer 5 L, 48 x 250 ml

Référence : -