

RÈGLE DE RADIOLOGIE EN PVC 2

Règle de radiologie en PVC incrustée de tungsten - échelle par 5 cm, graduation 2 mm



Description du produit :

Vous pouvez stériliser la règle avec votre désinfectant standard et une lingette propre.
Les règles ne conviennent pas aux appareils de stérilisation ou aux autoclaves.

Version standard

Règles conçues pour lire les valeurs mesurées de haut en bas (0 est en haut de la règle). Longueur maximum disponible : 200 cm.

Version inversée

Règles conçues pour lire les valeurs mesurées de bas en haut (0 est en bas de la règle). Longueur maximum disponible : 200 cm.

Spécifications :

- Échelle : par 5 cm
- Graduation : 2 mm
- Matériel : PVC gris
- Largeur : 4 mm
- Épaisseur : 5 mm
- Longueur maximale : 200 cm

Caractéristiques

- En PVC gris
- Utilisable à 70 kV
- Longueur de 10 à 200 cm
- Version standard ou inversée
- Incrusté de tungstène

Référence
318700
318701

Version
Standard
Inversée

Taille règle de radiologie en cm: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200

Sens règle de radiologie: Standard, Inversé

Référence : 31870X