


RÈGLE DE RADIOLOGIE EN PVC 3

Règle de radiologie en PVC incrustée de tungstène - échelle par cm, graduation par 5 mm



Description du produit :

Vous pouvez stériliser la règle avec votre désinfectant standard et une lingette propre.
Les règles ne conviennent pas aux appareils de stérilisation ou aux autoclaves.

Version standard

Règles conçues pour lire les valeurs mesurées de haut en bas (0 est en haut de la règle). Longueur maximum disponible : 200 cm.

Version inversée

Règles conçues pour lire les valeurs mesurées de bas en haut (0 est en bas de la règle). Longueur maximum disponible : 200 cm.

Spécifications :

- Échelle : par cm
- Graduation : 5 mm
- Matériel : PVC gris
- Largeur : 4 mm
- Épaisseur : 5 mm
- Longueur maximale : 200 cm

Caractéristiques

- En PVC gris
- Utilisable à 70 kV
- Longueur de 10 à 200 cm
- Version standard ou inversée
- Incrusté de tungstène

Référence

Version

318600
318601

Standard
Inversée

Taille règle de radiologie en cm: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200
Sens règle de radiologie: Standard, Inversé

Référence : 31860X