

MATELAS DE BRANCARD

Les matelas de chariots brancards permettent de remplacer les matelas usagés de tout votre parc de chariots brancards.



Description du produit :

Les matelas de chariots brancards permettent de remplacer les matelas usagés de tout votre parc de chariots brancards quelque soit sa marque : Stryker, Acime Frame, Hill-Rom, Corona, ICare...

Tous les matelas pour chariot brancard sont :

- Radiotransparents
- Recouverts d'une housse amovible en tissu enduit polyuréthane antidérapant,
- Fixés par velcro sur le dessous du matelas,
- Adaptés aux patient jusqu'à 150 kg (existent aussi pour les patients de plus de 150 kg),
- Se nettoient facilement à sec,
- Classés au feu M1.

Un matelas anti-escarre avec mousse viscoélastique

Spécialement destinés aux urgences ou le temps d'attente peut être longs, les matelas de chariots brancards sont conçus en pensant aux patients. Ils sont fabriqués avec une base de mousse haute résilience sur laquelle repose une couche de mousse viscoélastique.

La couche de mousse viscoélastique permet une meilleure répartition des pressions de contact. Elle prévient l'apparition d'escarres pour les patients à niveau de risque modéré. La base de mousse haute résilience apporte un soutien ferme convenant aux patients de corpulence moyenne à forte.

Garniture

Base de mousse haute résilience 35kg/m³ et couche supérieure de mousse viscoélastique à mémoire de forme

Housse

Enveloppe tissu enduit polyuréthane
Coutures étanches

Entretien et désinfection

Chiffon net et propre imbibé de solution détergente ou de désinfectant de surface type AnioSafe
En cas de souillure importante, peut être frotté, brossé et/ou immergé avant rinçage à l'eau claire

Conformité et marquage

Marquage CE au titre de la directive santé 93/42/CCE

matelas brancard: 190 x 62 x 10, 190 x 66 x 10, 190 x 72 x 10, 190 x 76 x 10

Référence : KLS0000