

BAC DE TREMPAGE POUR LA DÉSINFECTION DES SONDÉS Bac de désinfection par trempage pour sondes endocavitaires



Description du produit :

Ce **bac de trempage** est conçu pour la **désinfection des sondes endocavitaires** par immersion dans une **solution désinfectante adaptée**. Il permet une désinfection efficace des sondes utilisées en imagerie médicale, notamment en gynécologie et en urologie.

Utilisé avec la solution de désinfection **SEPTICIDE**, ce bac permet d'obtenir une **désinfection de haut niveau en 10 minutes**, conformément aux protocoles de désinfection par trempage.

Caractéristiques

- Bac cylindrique avec couvercle
- Désinfection par trempage des sondes endocavitaires
- Désinfection de haut niveau en **10 minutes** avec la solution adaptée
- Crochets intégrés pour le maintien du cordon et des connexions
- Support utilisable en position **posée ou suspendue**
- Volume utile : **2,5 litres**
- Bacs de remplacement disponibles

Compatibilité

Ce bac est destiné à être utilisé avec la **solution de désinfection SEPTICIDE**, conformément aux recommandations du fabricant et aux protocoles internes de l'établissement.

Utilisation

- Remplir le bac avec la solution désinfectante appropriée

- Immerger la sonde endocavitaire selon le protocole en vigueur
- Respecter le temps de contact requis pour la désinfection
- Retirer la sonde et procéder aux étapes suivantes selon les bonnes pratiques

Config bac trempage: Bac de désinfection avec support, Ensemble de 3 bacs de remplacement

Référence : -