

## DEMI-CHASUBLE PLOMBÉE BLOC Demi-chasuble de radioprotection



### Description du produit :

Tablier demi-chasuble formé à l'avant d'un panneau plaqué au corps par des bretelles se croisant à l'arrière.

Les bretelles n'étant pas cousues sous les bras, ce modèle spécialement destiné au chirurgien, peut-être détaché et ôté sans que le sarrau stérile ne soit touché.

Une fois les fermetures détachées, le tablier glisse et tombe.

Epaulettes rembourrées. Doublure intérieure imperméabilisée PA avec poche pour dosimètre.

Un système de « passants » permet d'accrocher facilement le tablier sur nos cintres et supports à branches.

### Options :

- P-Thy incorporé Eq Pb 0,35mm
- P-Thy incorporé Eq Pb 0,50mm
- Fermeture par scratches
- Tablier Bicolore
- Poche extérieure
- Broderie (30 caractères)
- Broderie sur scratch (15 caractères)
- Broderie logo
- Tag RFID

Taille: XS, S, M, L, XL, XXL

Teneur en plomb: 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb

Couleur PA: 9. Gris, 10. Jaune fluo, 11. Orange fluo, 12. Vert, 13. Bleu roy, 14. Bleu nuit, 15. Prune

Matière - vêtements radioprotection: PA - Polyamide, PVC

Gamme - vêtement radioprotection: S - Light, U - Ultra-light

Couleur PVC: 1. Violet, 2. Lilas, 3. Rose indien, 4. Rouge, 5. Bleu marine, 6. Bleu France, 7. Bleu ciel, 8. Vert, Kaki,

Taupe  
:

Référence : -