

FILTRE COMPENSATEUR "LINGOT"

Les filtres compensateurs sont utilisés dans le cas de structures présentant des différences d'absorption importantes.



Description du produit :

Équivaut à 9 cm de tissu protecteur ajouté.

C-7 peut recevoir un MAS beaucoup plus haut, pendant que le lingot protège C-1 à C-6.

Deux longueurs utiles: 25 et 15 cm environ.

Tient à la vertical avec une bande de Velcro

C-7 en trois étapes

1 - Traction passive

2 - Centrage bas

3 - Le lingot

Autres usages

Quand la taille est très mince, L-5 est souvent sous-exposée: le lingot permet un MAS plus élevé tout en protégeant les vertèbres sous-jacentes.

Les vertèbres dorsales superposées aux poumons sont souvent hyper-pénétrées : le lingot les protège.

Le lingot protège la diaphyse et le col fémoraux, afin de mieux démontrer la tête et l'acétabulum.

Le lingot protège le grand trochanter chez un malade âgé et émacié contre une hyper-pénétration.

Spécifications

- IMFI-02 (avec courroie) : L25 x L21 x H4.5 cm environ; 1.8 kg
- IMFI-02A (demi-lingot avec courroie) : L15 x L10 x H4,5 cm environ : 1 kg
- IMST-12 (courroie seule pour lingot) : 2.5 x 130 cm
- IMST11 (courroie seule pour demi-lingot) : 2,5 X 70 cm

Modèle: IMFI-02, IMFI-02A, IMFI-12, IMFI-11

Référence : -