

PLATEFORME IR RÉTROGRADE

Une surface de travail idéale au-dessus du patient pour l'abord fémoral rétrograde.



Description du produit :

Le dispositif Retrograde IR Platform crée une surface de travail radiotransparente stable avec des dimensions appropriées en hauteur et en longueur. Elle procure ainsi des avantages cliniques par rapport à la pratique actuelle qui consiste à déposer les matériels de l'intervention sur le matelas et sur le patient. C'est la solution parfaite pour la manipulation du cathéter et du fil-guide: cette grande surface s'aligne idéalement sur le site de l'artère fémorale, ce qui permet d'y poser les matériels nécessaires pendant l'intervention.

Caractéristiques principales et avantages

- Surface de travail robuste et stable
- Installation et retrait rapides
- Maintien en sécurité au-dessus du patient
- Positionnement aisé
- Radiotransparent
- Extension en option
- Nettoyage facile

| Référence | Description | Dimensions |
|-----------|--------------------------------------|-------------|
| AM 0400 | Plateforme IR Rétrograde | 140 x 61 cm |
| AM 0420 | Plateforme IR Rétrograde + Extension | 200 x 75 cm |
| AM 0410 | Plateforme IR Extension | 67 x 75 cm |

Références : AM 0400, AM 0420, AM 0410

Référence : -