

## HOOFDBESCHERMING - HOOFDSTEUN VOOR VOLWASSENE/KIND Hoofdsteun voor volwassenen/ kinderen



### Productomschrijving:

De gelpositioners zijn apparaten die worden gebruikt om een optimale patiëntpositie op de operatietafel te bereiken. Veel verschillende modellen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten; allemaal volledig compatibel met menselijke weefsels. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn: biocompatibiliteit, comfort en buitengewone mechanische weerstand.

#### Omschrijving

De PRONE HOOFDSTEUN is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm<sup>3</sup>. Dankzij het bijzonder ergonomische ontwerp kan het worden gebruikt als nek- en hoofdsteun tijdens alle soorten operaties, met een gemakkelijke toegang voor intubatie.

#### Materialen

Amorfe polyurethaan gel met een dichtheid van 0,99gr / cm<sup>3</sup>

#### Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioneerders in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel

#### Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers
- Houd de geltemperatuur tussen de -18 en 50 graden
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de huidige voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling

#### Pakket

1 stuk.

Maat van gelpositioneringskussen 1: 25 x 20 x 10 cm - Volwassen, 20 x 16 x 11 cm - Kind, Kies een optie

Referentie CDP0003