

PARKER AQUASONIC CLEAR ULTRASONIC GEL
Heldere niet-steriele contactgel voor echografie en medische beeldvorming



Productomschrijving:

De **Parker Aquasonic Clear ultrasonische gel** is een niet-steriele, heldere en geurloze contactgel voor echografietoepassingen. De gel vergemakkelijkt de overdracht van ultrasonische golven tussen de echoprobe en de huid van de patiënt tijdens diagnostische en therapeutische onderzoeken.

Wanneer de gel wordt aangebracht tussen de probe en het onderzochte gebied, zorgt deze voor een continue overdracht van ultrasonische golven en een geschikte smering van het diagnostische gebied.

Kenmerken van de gel

- **Niet-steriele** contactgel
- **Helder en transparant**
- **Geurloos**
- **Wateroplosbaar**
- **Niet irriterend**

Formulering

De Aquasonic Clear-formule is **hypoallergeen** en ontwikkeld om geen vlekken achter te laten op medische beeldvormingsapparatuur. De gel is geschikt voor gebruik op de huid zonder irritatie te veroorzaken.

- **Formaldehydevrij**
- **Niet spermicide**

Gebruik en verpakking

De flacons van Parker Aquasonic gel zijn ontworpen om druppelvorming en gelresten tijdens gebruik te beperken. Deze contactgel heeft een **lange houdbaarheid**, tot **5 jaar na de productiedatum**.

- Doos met **12 flacons van 250 ml** met Snap Cap-opening

- **5 L** flexibele cubitainer met schenktuit

Verpakking: 12 x 250 ml, 1 x 5 L

Referentie -