

DESINFECTIEBAK VOOR SONDES Dompelbak voor desinfectie van endocavitaire sondes



Productomschrijving:

Deze **weekbak** is ontworpen voor de **desinfectie van endocavitaire sondes** door onderdompeling in een **geschikte desinfecterende oplossing**. De bak maakt een doeltreffende desinfectie mogelijk van sondes die worden gebruikt in medische beeldvorming, met name in de gynaecologie en urologie.

In combinatie met de **SEPTICIDE** desinfectie-oplossing maakt deze bak een **hoog-niveau desinfectie in 10 minuten** mogelijk, overeenkomstig de geldende dompeldesinfectieprotocollen.

Kenmerken

- Cilindrische bak met deksel
- Dompeldesinfectie voor endocavitaire sondes
- Hoog-niveau desinfectie in **10 minuten** met de juiste oplossing
- Geïntegreerde haken voor het bevestigen van kabels en aansluitingen
- Geschikt voor **staand of hangend** gebruik
- Bruikbaar volume: **2,5 liter**
- Vervangbare bakken beschikbaar

Compatibiliteit

Deze bak is bedoeld voor gebruik met de SEPTICIDE **desinfectie-oplossing**, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de interne protocollen van de instelling.

Gebruik

- Vul de bak met de geschikte desinfecterende oplossing

- Dompel de endocavitare sonde onder volgens het geldende protocol
- Respecteer de vereiste contacttijd voor desinfectie
- Verwijder de sonde en volg de verdere stappen volgens de geldende richtlijnen

Config bac trempage: Desinfectiebak met houder, Set van 3 vervangbakken

Referentie -