

SUREMARK - METALLIC HUIDMARKERINGEN

Klassiek model, over het algemeen het meest gebruikt voor patiëntmarkering bij radiotherapie.



Productomschrijving:

Deze huidmarkers zijn perfect om onderscheid te maken tussen de schaduw van een interessegebied en een laesie. Er is een grote verscheidenheid aan maten van loodballetjes beschikbaar.

Beschikbaar in loodballetjes van 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm en 2,5 mm. Verpakt per 110 markers per doos.

Ook verkrijgbaar in loodballetjes van 3,0 mm, 4,0 mm en 5,0 mm. Verpakt per 50 markers per doos.

Huidmarkeringen: SL-10 - 1.0mm, SL-12 - 1.2mm, SL-15 - 1.5mm, SL-18 - 1.8mm, SL-20 - 2.0mm, SL-25 - 2.5mm, SL-30 - 3.0mm, SL-40 - 4.0mm, SL-50 - 5.0mm

Referentie -