

OVALE POSITIONERINGSKUSSEN VOOR DE PATIËNT Gel Positioneringskussen voor operatietafel.



Productomschrijving:

Deze uiterst veelzijdige klepstandstellers zijn geschikt voor elke procedure. Gunstig voor tracheotomie, thyreoïdectomie, gevallen van amandelen en adenoïden, cataract of andere oogheelkundige procedures.

Materialen

Het is gemaakt van een amorfe polyurethaangel met een dichtheid van 0,99 gr/cm³.

Onderhoud en reiniging

- De gelpositioneerders zijn eenvoudig te reinigen met elk reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel voor de operatiekamer.
- Voorkom langdurig onderdompelen van de gelpositioners in het reinigingsmiddel en/of desinfectiemiddel.

Opslag en verwijdering

- Houd de klepstandstellers, indien mogelijk, op een vlakke ondergrond.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de klepstandstellers.
- Houd de geltemperatuur tussen de 50° en -18°.
- Verwijderd houden van licht-, vocht- en warmtebronnen.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de geldende voorschriften voor milieubescherming en gescheiden afvalinzameling.

Pakket

1 stuk.

Maat van gelpositioneringskussen 1: Kies een optie, 16 x 8 x 4.5 cm, 33 x 7 x 5 cm, 33 x 12 x 6 cm, 36 x 12.5 x 7 cm, 25 x 12.5 x 5 cm, 38 x 12.5 x 6.3 cm, 50 x 12.5 x 7 cm

Referentie -